

# Dinkelkissen mit Bestickung "Dinkelähre"



Dieses hochwertige Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem Blindenwarenvertriebsgesetz in seiner ursprünglichen Form von blinden und sehbehinderten Handwerkern hergestellt.

Durch den Kauf dieses Produktes sichern Sie die Arbeitsplätze für diese Mitarbeiter. Gerade dieser Personengruppe gibt Ihr Auftrag in besonderem Maße die Bestätigung gebraucht zu werden und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Wenn Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, so empfehlen Sie uns bitte weiter. Sollte die Qualität nicht Ihren Erwartungen entsprechen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Das Körnerkissen ist eine gute Alternative zur herkömmlichen Wärmflasche. Es kühlt nicht so stark aus und es kann garantiert nichts auslaufen!

Aus diesem Grund wird das Körnerkissen auch gerne als trockene Wärmflasche bezeichnet. Es kann auf dem Heizkörper, in der Mikrowelle oder im Backofen bis 150 Grad erhitzt werden.

Ebenso wird das Kissen auch als Kältekomresse genutzt, hierzu wird es einfach im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt.

Nutzen Sie das Kissen erhitzt bei Erkältung, Verspannungen, Gelenkschmerzen oder wenn es einfach einmal kuschelig warm sein soll. Es hilft aber auch als Kältekomresse bei Kopfschmerzen, Verstauchungen, Venenentzündungen, Rheuma, Zahnschmerzen und Prellungen.

**Material: Bezug - pflegeleichtes Baumwoll-Polyester Mischgewebe (35 % / 65 %)**  
**Innenbeutel - 100 % Baumwolle**

**Größe: 15 cm x 40 cm**



15716

